


ApC Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd20 Umano/Scimmia - P11836

Numero articolo: CM0005338



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC specifico per il CD20 umano e del cinomolgo (MS4A1, B1, Bp35, Leu-16). Validato per la citometria a flusso. Riconosce l'antigene dei linfociti B P11836, 33 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD20 Umano/Scimmia
Note/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Specie	Umano
GeneID (Umano)	931
GeneID	931
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 del CD20 umano (NP_068769.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso Proteico	14kDa/33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio