

Anticorpo Monoclonale Coniglio Apc Anti-Cd25 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P01589

Numero articolo: CM0006233



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio APC coniugato anti-CD25 umano/scimmia per citometria a flusso. Bersaglia la subunità alfa del recettore IL-2 (p55, antigene TAC) sulle cellule T regolatorie; validato su umano e cinomolgo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniglio anti-CD25 Umano/Scimmia mAb
Note/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3559
GeneID	3559
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-213 del CD25 umano (NP_000408.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P01589
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio