

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Cd3 Umano/Scimmia Per Fc - P07766

Numero articolo: CM0009405



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con APC mirante alla catena epsilon del CD3 umano/scimmia, validato per la citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipazione dei linfociti T, gli studi sullo sviluppo dei linfociti T e la ricerca sull'immunità adattiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-CD3 umano/scimmia mAb
Osservazioni/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umano
GeneID (Umano)	916
GeneID	916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 del CD3 umano (NP_000724.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio