


Apc Coniugato Con Anticorpo Polimonoclonale Di Coniglio Anti-Cd38 Umano/Suino Per Citometria A Flusso - P28907

Numero articolo: CM0012751



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad APC contro il CD38 umano e del cinomolgo, validato per la citometria a flusso. Bersaglia l'ectoenzima/recettore CD38 coinvolto nella mobilizzazione del calcio, nell'attivazione dei linfociti e nell'adesione cellulare. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniugato con Anticorpo Polimonoclonale di Coniglio anti-CD38 Umano/Suino
Osservazioni/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	952
GeneID	952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 del CD38 umano (P28907)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P28907
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio