


Anticorpo Monoclonale Apc Rabbit Anti-Umano/Scimmia Cd4 Per Fc - P01730

Numero articolo: CM0012004



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato APC diretto contro CD4 umano e di scimmia per citometria a flusso. Adatto per l'immunofenotipizzazione dei linfociti T helper e lo studio delle risposte immunitarie. Reagisce in modo crociato con CD4 umano e di cinomolgo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	920
GeneID	920
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD4 umano
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio