

Anticorpo Monoclonale Apc Coniugato Di Coniglio Anti-Cd45 Umano/Suino Per Citometria A Flusso - P08575

Numero articolo: CM0011665



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro il CD45 umano/suino (P08575), validato per citometria a flusso (FC). Specifico per l'antigene comune dei leucociti, ideale per studi sull'attivazione dei linfociti T e sulla caratterizzazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Coniglio anti-CD45 Umano/Suino
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-577 del CD45 umano (P08575)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cinocefalo
SWISS	P08575
Peso Proteico	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio