

ApC Coniugato A Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd69 Umano/Scimmia Per Fc - Q07108

Numero articolo: CM0010465



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che riconosce il CD69 umano e del cinomolgo (UniProt Q07108). Progettato per la citometria a flusso, riconosce l'antigene di attivazione precoce sui linfociti T attivati, ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniugato a Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD69 Umano/Scimmia
Note/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Specie	Umano
GeneID (Umano)	969
GeneID	969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 78-199 del CD69 umano (NP_001772.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacco refrigerante