


Anticorpo Monoclonale Apc Di Coniglio Anti-Cd86 Umano/Di Scimmia Per Fc - P42081

Numero articolo: CM0012479



introduzione

Anticorpo monoclonale APC coniugato di coniglio diretto contro CD86 umano/di scimmia (B7-2), validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio della costimolazione delle cellule T e della regolazione immunitaria nelle cellule presentanti l'antigene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb APC di coniglio anti-CD86 umano/di scimmia
Note/alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Specie	Umano
GeneID (umano)	942
GeneID	942
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-241 del CD86 umano (NP_787058.5).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P42081
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio