


Anticorpo Monoclonale Apc Coniugato Coniglio Anti-Cd8A Umano/Scimmia Per Fc - P01732

Numero articolo: CM0008347



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che riconosce il CD8a umano e del cinomolgo, validato per la citometria a flusso. Adatto per l'immunofenotipizzazione dei linfociti T e il monitoraggio immunitario nella ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale APC Coniugato Coniglio anti-CD8a Umano/Scimmia
Note/Alias	CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; molecola CD8a
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	925
ID Gene	925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-182 del CD8a umano (NP_001759.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus (Scimmia cinomolga)
SWISS	P01732
Peso Molecolare Proteina	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio