


Anticorpo Monoclonale Apc Di Coniglio Anti-Igm Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P01871

Numero articolo: CM0009976



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC, diretto contro la regione costante della catena pesante delle IgM umane e cynomolgus. Validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulle cellule B e sulle immunoglobuline.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb APC di coniglio anti-IgM umano/scimmia
Note/Alias	MU; VH; AGM1
Specie	Umano
GeneID	3507
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 218-453 delle IgM umane (P01871).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, cynomolgus
SWISS	P01871
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante