

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Uomo/Scimmia Ki67 Per Citometria A Flusso Intracellulare - P46013

Numero articolo: CM0012705



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC contro Ki67 (P46013) umano e di cinomolgo per citometria a flusso intracellulare. Marcatore di proliferazione affidabile per l'analisi del ciclo cellulare nella ricerca oncologica e nello sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Human/Monkey Ki67 mAb
Annotazioni/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Specie	Umana
ID gene (umano)	4288
ID gene	4288
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 2271-2370 della Ki67 umana (NP_002408.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (intracellulare)
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgo
SWISS	P46013
Peso proteico	359kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio