

APC Coniglio Anti-Umano/Scimmia Pd-1/Cd279 Mab Per Citometria A Flusso - Q15116

Numero articolo: CM0010216



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC mirante a PD-1/CD279 umano e di cinomolgo (aa 25-168). Validato per la citometria a flusso, questo anticorpo supporta la ricerca immuno-oncologica e gli studi sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniglio anti-Umano/Scimmia PD-1/CD279 mAb
Osservazioni/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Specie	Umano
ID Gene (umano)	5133
ID Gene	5133
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-168 del PD-1/CD279 umano (NP_005009.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio