

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Uomo/Mouse Pdgfra/Cd140A Per Fc - P16234

Numero articolo: CM0004491



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC che bersaglia PDGFR α /CD140a umano e murino (SWISS: P16234, 123 kDa). Validato per citometria a flusso, ideale per la ricerca sulla proliferazione cellulare, lo sviluppo e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC coniglio anti-Uomo/Mouse PDGFR α /CD140a
Annotazioni/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5156
GeneID	5156
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-524 di PDGFR α /CD140a umano (NP_006197.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P16234
Peso proteico	123 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio