

## Apc Coniglio Anti-Mouse Cd103 Mab Per Fc - Q60677

Numero articolo: CM0010402

### introduzione

L'APC Coniglio anti-Mouse CD103 mAb (clone aM290) è un anticorpo monoclonale coniugato ad APC, validato per la citometria a flusso. Riconosce specificamente il CD103 di topo (Integrina alfa-E), un recettore per l'E-caderina coinvolto nell'homing dei linfociti intraepiteliali. Ideale per la ricerca di immunologia mucosale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | APC Coniglio anti-Mouse CD103 mAb                                                                                                 |
| Note/Alias          | CD103; aM290; alfa-E1; A530055J10; alfa-M290                                                                                      |
| Specie              | Mouse                                                                                                                             |
| GeneID (umano)      | 3682                                                                                                                              |
| GeneID              | 16407                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 191-385 del CD103 di topo (NP_032425.2). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                             |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                |
| Reattività Crociata | Mouse                                                                                                                             |
| SWISS               | Q60677                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 129kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                |