


Apc Coniugato Con Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mouse Cd11B Mab - P05555

Numero articolo: CM0005167



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-mouse CD11b coniugato con APC per citometria a flusso. Consente il rilevamento di CD11b in monociti, macrofagi e granulociti di topo, supportando la ricerca in immunologia e adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniugato con Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Mouse CD11b mAb
Note/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3684
GeneID (Topo)	16409
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 del CD11b di topo (NP_032427.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio