

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Topo Cd124/Il-4Ra Per Citometria A Flusso - P16382

Numero articolo: CM0005486

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che bersaglia CD124/IL-4Ra di topo. Validato per citometria a flusso per studiare la segnalazione IL-4/IL-13, la differenziazione Th2 e l'infiammazione allergica. - P16382

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC coniglio anti-topo CD124/IL-4Ra
Note / Alias	Il4r; CD124
Specie	Topo
GenelD (Uomo)	3566
GenelD	16190
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-233 di CD124/IL-4Ra di topo (NP_001008700.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P16382
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio