

Mab Apc Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd138/Sindecn-1 Per Fc - P18828

Numero articolo: CM0011189

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC che riconosce CD138/Sindecn-1 di topo per citometria a flusso. Immunogeno ricombinante (aa23-255). Specifico per campioni di topo. Adatto per la rilevazione di proteoglicani di membrana in studi su esosomi e interazioni matriciali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb APC coniugato coniglio anti-topo CD138/Sindecn-1
Note/Alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; CD138/Sindecn-1
Specie	Topo
GeneID (umano)	6382
GeneID	20969
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-255 di CD138/Sindecn-1 di topo (NP_035649.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18828
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio