


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd14 Di Topo Coniugato Con Apc Per Fc - P10810

Numero articolo: CM0010509



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC diretto contro il CD14 di topo, validato per la citometria a flusso. Il CD14 è un corecettore per il lipopolisaccaride batterico e media le risposte immunitarie innate. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD14 di topo coniugato con APC
Note/alias	CD14
Specie	Topo
GeneID (umano)	929
GeneID	12475
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-345 del CD14 di topo (NP_033971.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P10810
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante