

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd150/Slam Di Topo Coniugato Con Apc Per Fc - Q9Qum4

Numero articolo: CM0011442



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC, diretto contro CD150/SLAM di topo (membro 1 della famiglia SLAM), validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'attivazione e della differenziazione delle cellule immunitarie e della segnalazione SLAMF1 nella ricerca sull'immunità innata e adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD150/SLAM di topo coniugato con APC
Note/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Specie	Topo
ID del gene (umano)	6504
ID del gene	27218
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-242 di CD150/SLAM di topo (NP_038758.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9QUM4
Peso della proteina	36kDa/38kDa
Spedizione	Borsa refrigerante