

Apc Coniglio Anti-Mouse Cd155/Pvr Mab - Q91Wp1

Numero articolo: CM0012448

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD155/Pvr coniugato con APC per citometria a flusso. Specifico per CD155 di topo, ideale per la ricerca su recettori immunitari e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Coniglio anti-Mouse CD155/Pvr mAb
Annotazioni / Alias	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
Specie	Topo
ID geni (Umano)	5817
ID gene	52118
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-348 di CD155/Pvr di topo (NP_612564.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q91WP1
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio