

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Mouse Cd161C/Nk1.1 Per Citometria A Flusso - P27814

Numero articolo: CM0004831

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato APC di coniglio contro CD161c/NK1.1 di topo, validato per la citometria a flusso. Rileva specificamente il marcatore delle cellule NK, adatto per immunofenotipizzazione e studi funzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Rabbit anti-Mouse CD161c/NK1.1 mAb
Osservazioni/Alias	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKR-P1, Nk1.2, Klrb1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKR-P1.9
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3820
ID Gene	17059
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-223 del CD161c/NK1.1 di topo (NP_001153376.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P27814
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio