

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd162/Psgl-1 Coniugato Ad Apc Per Fc - Q3Ta56

Numero articolo: CM0005611

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato ad APC contro CD162/PSGL-1 di topo, validato per la citometria a flusso. Ideale per il rilevamento di PSGL-1 murino nella ricerca immunologica e sull'adesione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-mouse CD162/PSGL-1 mAb
Osservazioni/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	6404
Gene ID	20345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-320 del CD162/PSGL-1 di topo (NP_033177.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q3TA56
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio