

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Topo Cd21/Cd35 Per Fc - P19070

Numero articolo: CM0007899

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che bersaglia CD21/CD35 murino (CR2/C3DR). Validato per citometria a flusso, reagisce con le cellule B murine. Utile per studi di immunologia del complemento e delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC Rabbit anti-Mouse CD21/CD35
Note/Alias	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
Specie	Topo
GeneID (umano)	1380
GeneID	12902
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-274 di CD21/CD35 murino (NP_031784.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P19070
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio