

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Topo Cd22 Per Fc - P35329

Numero articolo: CM0009913

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC che bersaglia CD22 murino (Siglec-2, BL-CAM) per citometria a flusso. Validato per reattività con il topo, ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule B e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC mAb coniglio anti-topo CD22
Note / Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Specie	Topo
GeneID (umano)	933
GeneID	12483
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-151 di CD22 murino (NP_033975.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P35329
Peso proteico	89kDa/93kDa/97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio