

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd24 Coniugato Ad Apc Per Citometria A Flusso - P24807

Numero articolo: CM0005930

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato ad APC mirato al CD24 murino (HSA), validato per la citometria a flusso. Adatto per la differenziazione delle cellule immunitarie, l'attivazione delle cellule B, l'autoimmunità e la ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-mouse CD24 mAb
Osservazioni/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	100133941
Gene ID	12484
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-53 del CD24 murino (NP_033976.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P24807
Peso proteico	8kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio