

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Contro Topo Cd272/Btla Per Citometria A Flusso - Q7Tsa3

Numero articolo: CM0004665



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che bersaglia CD272/BTLA murino, un recettore inibitorio sui linfociti. Progettato per citometria a flusso (FC) per studiare la regolazione immunitaria nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Mouse CD272/BTLA mAb
Note/Alias	A630002H24
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	151888
ID gene (Topo)	208154
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q7TSA3
Peso proteico	22kDa/34kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio