


ApC Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd304/Neuropilina-1 Per Citometria A Flusso - P97333

Numero articolo: CM0011571



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato APC che bersaglia la Neuropilina-1 (CD304) di topo, validato per citometria a flusso. È coinvolto nell'angiogenesi, nello sviluppo neuronale e nell'organogenesi. Ideale per la ricerca cardiovascolare e neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Rabbit anti-Mouse CD304/Neuropilin-1 mAb
Note/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	8829
GeneID (Topo)	18186
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-856 della CD304/Neuropilina-1 di topo (NP_032763.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P97333
Peso Proteico	103kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio