


ApC Coniglio Anti-Mouse Cd317/Bst2 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q8R2Q8

Numero articolo: CM0007731



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD317/BST2 coniugato con APC per citometria a flusso. Riconosce l'antigene 2 dello stroma del midollo osseo del mouse (19kDa). Utile per studi sulla restrizione antivirale, immunità innata e ricerca sulle cellule dendritiche plasmacitoidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniglio anti-Mouse CD317/BST2 mAb
Note/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	684
Gene ID	69550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-152 del CD317/BST2 del mouse (NP_932763.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q8R2Q8
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio