

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd32 Di Topo Coniugato Con Apc Per Citometria A Flusso (Fc) - P08101

Numero articolo: CM0009484

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC diretto contro il CD32 di topo (FcγRIIB). Specifico per l'analisi mediante citometria a flusso (FC) del recettore Fc delle IgG a bassa affinità coinvolto nella regolazione immunitaria. Adatto alla ricerca in immunologia ed ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD32 di topo coniugato con APC
Note/alias	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	2213
GeneID	14130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-207 del CD32 di topo (NP_034317.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P08101
Peso della proteina	31 kDa/33 kDa/36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante