

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Topo Cd34 Per Citometria A Flusso - Q64314

Numero articolo: CM0012071

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC contro il CD34 di topo, specificamente progettato per la rilevazione mediante citometria a flusso. Bersaglia le cellule progenitrici ematopoietiche con un peso molecolare calcolato di ~41 kDa. Presenta reazione crociata con topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Mouse CD34 mAb
Annotazioni/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	947
GeneID	12490
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q64314
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio