

## Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Mouse Cd366 (Tim-3) Per Citometria A Flusso - Q8Vim0

Numero articolo: CM0009975



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato con APC contro CD366 (TIM-3) murino per citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'esaurimento dei linfociti T, dei checkpoint immunitari e dell'attivazione dei macrofagi. Validato su campioni murini.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | APC Rabbit anti-Mouse CD366 (TIM-3) mAb                                                                                                |
| Note/Alias            | Tim3; TIM-3; Timd3                                                                                                                     |
| Specie                | Mouse                                                                                                                                  |
| GeneID (Umano)        | 84868                                                                                                                                  |
| GeneID                | 171285                                                                                                                                 |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-191 del CD366 (TIM-3) murino (NP_599011.2) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                               |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                                  |
| Applicazione          | FC                                                                                                                                     |
| Reattività incrociata | Mouse                                                                                                                                  |
| SWISS                 | Q8VIM0                                                                                                                                 |
| Peso proteico         | 22kDa/31kDa                                                                                                                            |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                     |