


Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Contro Topo Cd38 Per Citometria A Flusso - P56528

Numero articolo: CM0007885



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro CD38 di topo (ADPRC 1, I-19). Reagisce con il topo, è adatto per l'analisi in citometria a flusso dell'espressione di CD38 nella ricerca immunologica e di segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Mouse CD38 mAb
Annotazioni/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Specie	Topo
GeneID (umano)	952
GeneID	12494
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-304 della CD38 di topo (NP_031672.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P56528
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio