

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd4 Di Topo Coniugato Ad Apc Per Fc - P06332

Numero articolo: CM0007758

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad APC contro il CD4 di topo (L3T4, Ly-4), validato per la citometria a flusso (FC). Adatto per l'identificazione di cellule T-helper e altre popolazioni immunitarie CD4+ in campioni murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD4 di topo coniugato ad APC
Note/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	920
ID Gene	12504
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06332
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio