

Apc-Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Topo Cd44 Per Citometria A Flusso - P15379

Numero articolo: CM0011998



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro topo CD44 coniugato con APC-per citometria a flusso. Reagisce con il CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES) del topo, un recettore per ialuronato coinvolto nell'homing, l'adesione dei linfociti e nell'infiammazione. Adatto per campioni di ricerca da topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC-Rabbit anti-Mouse CD44 mAb
Note/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	960
GeneID	12505
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P15379
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio