

Apc Coniglio Anti-Mouse Cd47 Mab - Q61735

Numero articolo: CM0010041

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con APC mirato al CD47 murino (IAP), validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della regolazione immunitaria e della segnalazione della trombospodina. Adatto per la ricerca in immunologia e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-Mouse CD47 mAb
Osservazioni/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	961
GeneID	16423
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 19-135 del CD47 murino (NP_034711.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	Q61735
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio