

Apc Coniugato Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mouse Cd59A Per Fc - O55186

Numero articolo: CM0011503

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro il CD59a del topo, un potente inibitore del MAC. Per applicazioni di citometria a flusso su campioni di topo. Adatto per la ricerca sul complemento, l'immunologia e le terapie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Coniugato di Coniglio Anti-Mouse CD59a
Note/Alias	Cd59; MACIF; MAC-IP
Specie	Topo
GeneID	12509
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-96 del CD59a del topo (NP_031678.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	O55186
Peso Proteico	14 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio