

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd71 Di Topo Coniugato Con Apc Per Fc - Q62351

Numero articolo: CM0008611

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD71 di topo coniugato con APC, di alta qualità, validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'assorbimento del ferro e della proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD71 di topo coniugato con APC
Note/alias	TR; TFR; p90; CD71; TFR1; Trfr; Mtv1; 2610028K12Rik; E430033M20Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	7037
GeneID	22042
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 89-763 del CD71 di topo (NP_035768.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q62351
Peso della proteina	86 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante