

Anticorpo Monoclonale Apc Coniugato Di Coniglio Anti-Cd86 Di Topo Per Citometria A Flusso - P42082

Numero articolo: CM0009635

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad APC specifico per il CD86 di topo, progettato per la citometria a flusso (FC). Riconosce il CD86 di topo (SWISS P42082), ~35kDa. Ideale per studi sull'attivazione delle cellule T e sulla regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Coniugato di Coniglio anti-CD86 di Topo
Note/Alias	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd2812; TS/A-2; CD86
Specie	Topo
ID Gene (umano)	942
ID Gene	12524
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-245 del CD86 di topo (NP_062261.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P42082
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio