

Anticorpo Monoclonale Apc Coniugato Coniglio Anti-Mouse Cd86 Per Citometria A Flusso - P42082

Numero articolo: CM0008264

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro il CD86 del topo (B7-2), validato per la citometria a flusso. Bersaglia gli amminoacidi 24-245 del CD86 murino. Ideale per la ricerca immunologica sull'attivazione e la costimolazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Coniglio anti-Mouse CD86
Note/Alias	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28I2, TS/A-2, CD86
Specie	Topo
GeneID (Umano)	942
GeneID	12524
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-245 del CD86 murino (NP_062261.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P42082
Peso Proteico	35 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio