

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Topo Cd93 Per Citometria A Flusso - O89103

Numero articolo: CM0004720

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC contro CD93 (C1qR, AA4) di topo. Adatto per citometria a flusso (FC). Permette lo studio della fagocitosi, della funzione endoteliale e dell'angiogenesi. Offre riproducibilità tra lotti diversi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Mouse CD93 mAb
Note/Alias	Ly68; AA4.1; C1qr1; C1qrp; 6030404G09Rik
Specie	Topo
ID gene (Umano)	22918
ID gene	17064
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-181 della CD93 di topo (NP_034870.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	O89103
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio