


Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Topo Cd96/Tactile Per Fc - Q3U0X8

Numero articolo: CM0011436



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC contro CD96/TACTILE di topo per citometria a flusso. Convalidato per campioni di topo. Bersaglia la proteina di superficie dei linfociti T coinvolta nell'adesione delle cellule NK durante la risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb APC Rabbit anti-Mouse CD96/TACTILE
Annotazioni/Alias	Tactile; 1700109I12Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	10225
GeneID	84544
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-536 della CD96/TACTILE di topo (NP_115854.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q3U0X8
Peso proteico	67 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio