

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-H-2Kd/H-2Dd Di Topo Coniugato Con Apc Per Citometria A Flusso - P01902/P01900

Numero articolo: CM0012167



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC diretto contro le molecole MHC di classe I H-2Kd/H-2Dd di topo. Validato per la citometria a flusso, ideale per la tipizzazione delle cellule immunitarie, gli studi sulla presentazione dell'antigene e la ricerca immuno-oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-H-2Kd/H-2Dd di topo coniugato con APC
Note/alias	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
Specie	Topo
ID genico (topo)	14972/14964
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-301 di H-2Kd/H-2Dd di topo (NP_612564.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01902/P01900
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante