

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Icos/Cd278 Di Topo Coniugato Con Apc Per Fc - Q9Wvs0

Numero articolo: CM0011084

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC diretto contro ICOS/CD278 di topo (UniProt Q9WVS0), validato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio della costimolazione delle cellule T, della differenziazione delle cellule T follicolari helper e di saggi immunologici correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ICOS/CD278 di topo coniugato con APC
Note/alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Specie	Topo
GeneID (umano)	29851
GeneID	54167
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-142 di ICOS/CD278 di topo (NP_059508.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9WVS0
Peso della proteina	23KDa
Spedizione	Borsa refrigerante