


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse IgG1 Coniugato Apc Per Fc - P01868

Numero articolo: CM0004892



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con APC che si targeting alla regione costante del IgG1 murino. Progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC), questo anticorpo rileva specificamente il IgG1 murino nei flussi di lavoro di ricerca e diagnostica. Ideale per lo sviluppo di immunodosaggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-mouse IgG1 mAb
Osservazioni/Alias	IgG1
Specie	Mouse
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 98-324 del IgG1 murino (P01868)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P01868
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio