

Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc Coniglio Anti-Mouse IgG2B Per Fc - P01867-2

Numero articolo: CM0006496

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che mira alla regione costante della catena pesante di IgG2b di topo. Convalidato per la citometria a flusso (FC). Reagisce con il topo. Adatto per la ricerca in immunologia, lo sviluppo di saggi diagnostici e l'analisi delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb APC Coniglio anti-Mouse IgG2b
Note/Alias	IgG2b; Igh-3; gamma2b
Specie	Topo
ID Gene	16016
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 14-113 di IgG2b di topo (P01867-2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P01867-2
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio