

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL-13 Murino Coniugato Apc Per Citometria A Flusso Intracellulare - P20109

Numero articolo: CM0011144

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio coniugato APC e diretto contro IL-13 murina, validato per la citometria a flusso intracellulare. Indicato per lo studio dell'infiammazione allergica, delle risposte Th2 e delle vie di segnalazione dell'IL-13 nei modelli di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL-13 murina coniugato APC
Note/Alias	IL-13
Specie	Topo
GeneID (umano)	3596
GeneID (topo)	16163
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-131 dell'IL-13 murina (NP_032381.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Topo
SWISS	P20109
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante