

Anticorpo Monoclonale Apc Conigliato Anti-Mouse Il-17A Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - Q62386

Numero articolo: CM0005593

introduzione

Anticorpo monoclonale conigliato coniugato APC che bersaglia l'IL-17A di topo, validato per citometria a flusso intracellulare. Reagisce con l'IL-17A di topo, una citochina chiave dei Th17 coinvolta nell'infiammazione, nella difesa dell'ospite e nell'integrità della barriera epiteliale. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Rabbit anti-Mouse IL-17A mAb
Note/Alias	Il17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3605
GeneID	16171
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-158 dell'IL17A di topo. (NP_034682.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q62386
Peso Proteico	17 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio