

Anticorpo Monoclonale Apc Rabbit Anti-Mouse Il1R1/Cd121A Per La Citometria A Flusso - P13504

Numero articolo: CM0011941

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro IL1R1/CD121a di topo, validato per la citometria a flusso. Ideale per il profilo dell'espressione del recettore dell'interleuchina-1 nella ricerca immunologica e neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb APC Rabbit anti-Mouse IL1R1/CD121a
Note/Alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; Il1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alfa
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3554
GeneID	16177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-338 di IL1R1/CD121a di topo (NP_032388.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P13504
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio