


Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Contro Topo Klrg1/Mafa Per Fc - O88713

Numero articolo: CM0006006



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC che bersaglia KLRG1/MAFA di topo, adatto per citometria a flusso. Immunogeno ricombinante che copre gli amminoacidi 57-188. Espresso sulle cellule NK e sulle cellule T CD8 attivate; coinvolto nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC Rabbit anti-Mouse KLRG1/MAFA
Annotazioni/Alias	MAFA; 2F1-Ag; MAFA-L
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	10219
GeneID	50928
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 57-188 di KLRG1/MAFA di topo (NP_058666.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	O88713
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio