

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ly-6C Di Topo Coniugato Ad Apc Per Citometria A Flusso - P0Cw02

Numero articolo: CM0009085

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad APC diretto contro Ly-6C di topo (Ly6c1). Convalidato per citometria a flusso (FC), specifico per topo, con un peso proteico di ~15 kDa. Ideale per la ricerca sulla profilazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Ly-6C di topo coniugato ad APC
Note/Alias	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Specie	Topo
ID Gene	17067
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Ly-6C di topo (NP_001238984.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P0CW02
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio